

FICHE TECHNIQUE

DÉCANTAMINANT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ POUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX

CONCENTRÉ 25 ML = 5L

Concentré désinfectant pour le nettoyage manuel et la décantamination des d'instruments et dispositifs médicaux

CARACTÉRISTIQUES

Agit contre les bactéries, les mycobactéries, les champignons et les virus (HBV/HIV1)
Élimination optimale du sang, du mucus et des sécrétions. Neutralise les odeurs

NORMES

ACTIVITÉ BACTÉRICIDE

NF EN 1040 EN 1040 (P. aeruginosa et S. aureus)

EN1276 cond propreté (E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus)

EN13697 cond propreté (E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus)

EN13697 cond saleté (S. typhimurium)

EN13727 cond saleté (E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus)

ACTIVITÉ FONGICIDE

EN1275 (C. albicans)

EN13697 cond saleté (C. albicans)

EN13624 cond saleté (C. albicans)

MYCOBACTERICIDE

EN14348 cond propreté (M. avium)

ACTIVITÉ VIRUCIDE

EN14476 (Rotavirus)

HIV1

HBV

EN14476

INGRÉDIENTS

eau osmosée, chlorure de benzalkonium, nonyl phénoéthoxylé, edta, monopropylène glycol, lauramine oxide, acide phosphorique, acide citrique

FICHE TECHNIQUE

DÉCANTAMINANT CONCENTRÉ ASPIRATION CHIRURGICAL

CONCENTRÉ 25 ML = 5L

C'est un désinfectant, détartrant et nettoyant concentré pour tous les types de systèmes d'aspiration dans les environnements dentaires.

CARACTÉRISTIQUES

Désinfection du système d'aspiration

Ne produit pas de mousse

Triple action : nettoyant, détartrant et désinfectant

Efficace en 15 minutes large spectre d'action

Non considéré comme dangereux pour l'environnement

NORMES

ACTIVITÉ BACTÉRICIDE

NF EN 1040

NF T 72-151 - spectre 5

NF T 72-171 conditions de saleté
(Pseudomonas aeruginosa)

NF T 72-171 conditions de saleté (Escherichia coli Staphylococcus aureus et Enterococcus faecium)

ACTIVITÉ FONGICIDE

NF EN 1275

NF T 72-201 (Candida albicans)

ACTIVITÉ VIRUCIDE

NF T 72-180 (Poliovirus, Herpès virus)

INGRÉDIENTS

eau osmosée , chlorure de benzalkonium, agent acili mousse, dissodium edta, lauramine oxide

FICHE TECHNIQUE

DÉCONTAMINANT CONCENTRÉ SOL ET SURFACES HAUTES

CONCENTRÉ 25 ML = 5L

Désinfecte efficacement toutes les surfaces (sols, murs, plafonds...) pour une hygiène parfaite.

CARACTÉRISTIQUES

Il est élaboré pour décontaminer le sol et les surfaces hautes contre les bactéries, les virus les champignons et les levures
Ne nécessite pas de rinçage après utilisation.

NORMES

ACTIVITÉ BACTÉRICIDE

EN 1040

NF EN 13727+A2

ACTIVITÉ FONGICIDE

EN 1275

ACTIVITÉ FONGICIDE

EN 1275

ACTIVITÉ VIRUCIDE

NF EN 14 447+A1

ACTIF SUR STAPHYLOCOCCUS COAGULASE.

MULTI-RÉSISTANT,

ACTIF SUR L'ÉCHÉRICHIA COLI β GLUCURONIDA.

ACTIF SUR SALMONELLE SPP.

ACTIF SUR PSEUDOMONAS AERUGINOSO.

ACTIF SUR LES LEVURES ET LES MOISSURES.

INGRÉDIENTS

aqua, chlorure de benzalkonium, tensio-actif anionique, dmdm hydantoin